

E 947/2

Modul

zur Reinigung von z. B. 88 Zentrifugenröhrchen, Vials oder Reagenzgläsern.



- Ausgestattet mit 88 Düsen, 2,5 x 110 mm

EAN: 4002514605074 / Materialnummer: 07459430 / Alte Materialnummer: 69594703D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Reagenzgläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Kapazität	
Reagenzgläser [Anzahl]	88
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	170
Außenmaß, Nettobreite in mm	558
Außenmaß, Nettotiefe in mm	352
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	290
Außenmaß, Bruttobreite in mm	530
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	560
Nettogewicht in kg	5,00
Bruttogewicht in kg	6,00