

E 521/2

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 7 Extraktions-, kieferorthopäd. bzw. Technikzangen.

EAN: 4002514616438 / Materialnummer: 07476430 / Alte Materialnummer: 68552103D



- Fächergröße: 21 x 80 mm
- Auch geeignet für Zangen z.B. der Podologie

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Kapazität	
Zangen [Anzahl]	7
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	135
Außenmaß, Nettobreite in mm	100
Außenmaß, Nettotiefe in mm	189
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	120
Außenmaß, Bruttobreite in mm	175
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	220
Nettogewicht in kg	0,42
Bruttogewicht in kg	0,46