

E 936

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von bis zu 15 Lampengriffen.



EAN: 4002514811260 / Materialnummer: 07759480 / Alte Materialnummer: 69593601D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Kapazität	
Lampengriffe [Anzahl]	15
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	90
Außenmaß, Nettobreite in mm	245
Außenmaß, Nettotiefe in mm	500
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	130
Außenmaß, Bruttobreite in mm	275
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	0,50
Bruttogewicht in kg	0,92