

E 934/1

Wagen

zur optimalen Aufbereitung von Orthopädie-Containern auf 4 Ebenen.

EAN: 4002514816425 / Materialnummer: 07765770 / Alte Materialnummer: 69593402D



- Die Bestückungsmaße der 4 Ebenen unterscheiden sich
- Ebene 2 für größere Einschubhöhe von Ebene 1 herausnehmbar
- Sprüharme befinden sich unter der 3. und 4. Ebene
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete)

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen für Container	•
Wagen für Orthopädie-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Containern	•
Aufbereitung von orthopädischem OP-Instrumentarium	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	500
Außenmaß, Nettobreite in mm	640
Außenmaß, Nettotiefe in mm	790
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	680
Außenmaß, Bruttobreite in mm	560
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	650
Nettogewicht in kg	12,85
Bruttogewicht in kg	12,85
<b>Beipack</b>	
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete) [Anzahl]	1