

E 935/2

Wagen

zur optimalen Reinigung von Instrumentarium auf 3 Ebenen.



- Bestückungskapazität: 9 DIN-Siebe*
- Ausgestattet mit 2 eingebauten Sprüharmen
- Die Bestückungsmaße der einzelnen Ebenen unterscheiden sich
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete)

* DIN-Sieb: 485 x 254 x 50 mm

EAN: 4002514816432 / Materialnummer: 07765780 / Alte Materialnummer: 69593503D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Wagen für Einsätze	•
Wagen zur Aufnahme von Siebschalen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	9
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	6
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	524
Außenmaß, Nettobreite in mm	640
Außenmaß, Nettotiefe in mm	790
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	720
Außenmaß, Bruttobreite in mm	830
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	780
Nettogewicht in kg	26,50
Bruttogewicht in kg	30,00
Beipack	
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete) [Anzahl]	1