

APH 550 Segö  
 Segolabel Miele Edition: Starterkit  
 zur Erstellung von Sterilgutetiketten.



- Komplettpaket aus Drucker, Netzteil, Kabeln und 1000 Etiketten
- Sichere Kennzeichnung des verpackten Sterilgutes
- Sinnvolle Ergänzung zur Segosoft Miele Edition
- Sinnvolle Ergänzung zu CUBE/ CUBE X Sterilisatoren
- Einfache Anbindung per USB-Kabel

EAN: 4002514940502 / Materialnummer: 07951400 / Alte Materialnummer: 68814001D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Klein-Sterilisatoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
<b>Produktkategorie</b>	
Prozess-/Betriebsdatendokumentation/Kommunikation	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Farbe	Grau
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Aufbereitung von orthopädischem OP-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Markraumnägel/Markraumböhrer	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	178
Außenmaß, Nettobreite in mm	135
Außenmaß, Nettotiefe in mm	240
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	230
Außenmaß, Bruttobreite in mm	300
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	240
Nettogewicht in kg	2,45
Bruttogewicht in kg	2,90
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•