

APH 305  
Verlängerungskabel  
10 m, zur Verlängerung von Verbindungskabel APH 301 und APH 302.



EAN: 4002514940557 / Materialnummer: 07951450 / Alte Materialnummer: 68815501D

Produktzugehörigkeit	
Laborspüler	•
Großraum-Laborspüler	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Klein-Sterilisatoren	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Prozess-/Betriebsdatendokumentation/Kommunikation	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von Objektträgern	•
Aufbereitung von Butyrometern	•
Aufbereitung von Apotheken-/Infusionsflaschen	•
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Aufbereitung von Schüsseln	•
Aufbereitung von Nierenschalen	•

APH 305  
Verlängerungskabel  
10 m, zur Verlängerung von Verbindungskabel APH 301 und APH 302.



EAN: 4002514940557 / Materialnummer: 07951450 / Alte Materialnummer: 68815501D

Aufbereitung von Babyflaschen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Aufbereitung von orthopädischem OP-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Markraumnägel/Markraumböhrer	•
Aufbereitung von Trays/Tablets	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von Messzylindern	•
Aufbereitung von Behältern, z.B. Atemkalkbehältern	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Farbe	Grau
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	20
Außenmaß, Nettobreite in mm	150
Außenmaß, Nettotiefe in mm	200
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	20
Außenmaß, Bruttobreite in mm	190
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	290
Nettogewicht in kg	0,30
Bruttogewicht in kg	0,31