

E 198

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von bis zu 6 Sieb- und Nierenschalen.



- Geeignet für 6 Sieb- oder Nierenschalen
- 7 Halterungen (6 Fächer), Höhe 160 mm, Abstand 67 mm

EAN: 4002514953373 / Materialnummer: 07984040 / Alte Materialnummer: 68519801D

| | |
|---|-----------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Thermodesinfektoren | • |
| Reinigungsgerät, klein, Dental | • |
| Großraum-Thermodesinfektoren, Dental | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| G 7831 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8591 | • |
| PWA 8672 | • |
| PWD 7121 | • |
| PWD 7122 | • |
| PWD 8682 | • |
| PWD 8682 CD | • |
| PWD 8692 | • |
| Produktkategorie | |
| Einsatz für Siebschale | • |
| Einsatz für Nierenschalen/Schüsseln | • |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Dental-Instrumentarium | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Anzahl Fächer | 6 |
| Strebenabstand in mm | 67 |
| Strebenhöhe in mm | 160 |
| Kapazität | |
| Diverse Siebschalen [Anzahl] | 6 |
| Nierenschalen [Anzahl] | 6 |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0-0 |
| Frequenz in Hz | 0-0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00-0,00 |
| Absicherung in A | 0-0 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 160 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 180 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 495 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 185 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 210 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 530 |
| Nettogewicht in kg | 0,65 |
| Bruttogewicht in kg | 0,90 |