

E 198

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von bis zu 6 Sieb- und Nierenschalen.



- Geeignet für 6 Sieb- oder Nierenschalen
- 7 Halterungen (6 Fächer), Höhe 160 mm mm, Abstand 67 mm mm

EAN: 4002514953373 / Materialnummer: 07984040 / Alte Materialnummer: 68519801D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Siebschale	•
Einsatz für Nierenschalen/Schüsseln	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	6
Strebenabstand in mm	67
Strebenhöhe in mm	160
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
Diverse Siebschalen [Anzahl]	6
Nierenschalen [Anzahl]	6
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	160
Außenmaß, Nettobreite in mm	180
Außenmaß, Nettotiefe in mm	495
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	185
Außenmaß, Bruttobreite in mm	210
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	0,65
Bruttogewicht in kg	0,90