

DGG 15

Dampfgarbehälter ungelocht

für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta).

EAN: 4002512330237 / Materialnummer: 08101330 / Alte Materialnummer: 22899619D



- Fassungsvermögen: 2,0 l,
Nutzinhalt: 1,7 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 265
x 40 mm
- Aus Oberflächen behandeltem
Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm
- Profi-Zubehör aus europäischer
Produktion