

DGGL 20

Dampfgarbehälter gelocht

zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

EAN: 4002515014509 / Materialnummer: 08285410 / Alte Materialnummer: 23996111D



- Fassungsvermögen: 2,4 l,  
Nutzinhalt: 1,8 l
- Außenmaße B x T x H: 450 x 190  
x 40 mm
- Aus Oberflächen behandeltem  
Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm
- Profi-Zubehör aus europäischer  
Produktion
- Maßgeschneidert für die Miele  
Combi-Dampfgarer