

E 417/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von bis zu 30 Ohren- und Nasenspekula.

EAN: 4002514984605 / Materialnummer: 09033260 / Alte Materialnummer: 69541702D



- Geeignet für die Aufnahme von ca. 30 Ohren- und Nasenspekula
- 280 Fächer ca. ?? x ??
- Die Maschenweite am Boden beträgt 4 mm
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für HNO-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	280
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	80
Außenmaß, Nettobreite in mm	220
Außenmaß, Nettotiefe in mm	435
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	85
Außenmaß, Bruttobreite in mm	225
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	465
Nettogewicht in kg	1,30
Bruttogewicht in kg	1,72