

APH 591
 Papierrolle
 für Protokolldrucker APH 500 PRT100 & APH 510 PRT110.



- 5 Papierrollen pro Verpackungseinheit
- Breite: 76 mm

EAN: 4002515000038 / Materialnummer: 09063410 /
 Alte Materialnummer: 68817003D

Produktzugehörigkeit	
Laborspüler	•
Großraum-Laborspüler	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Klein-Sterilisatoren	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
Produktkategorie	
Prozess-/Betriebsdatendokumentation/Kommunikation	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von Objektträgern	•
Aufbereitung von Butyrometern	•
Aufbereitung von Apotheken-/Infusionsflaschen	•
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Aufbereitung von Schüsseln	•
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Aufbereitung von Babyflaschen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•

APH 591
Papierrolle
für Protokolldrucker APH 500 PRT100 & APH 510 PRT110.



EAN: 4002515000038 / Materialnummer: 09063410 /
Alte Materialnummer: 68817003D

Aufbereitung von orthopädischem OP-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Markraumnägel/Markraumböhrer	•
Aufbereitung von Trays/Tabletts	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von Messzylindern	•
Aufbereitung von Behältern, z.B. Atemkalkbehältern	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•

Produkteigenschaften

Farbe	Weiß
-------	------

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	790
Außenmaß, Nettobreite in mm	76
Außenmaß, Nettotiefe in mm	790
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1050
Außenmaß, Bruttobreite in mm	165
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	2100
Nettogewicht in kg	1,40
Bruttogewicht in kg	1,50