

E 339/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von bis zu 12 Tray-Unterteilen und Tablett.



- Geeignet für 12 Tray-Unterteile oder Tablett
- Ausgestattet mit 13 Halterungen (12 Fächer).
- Die maximale Traygröße beträgt 290 x 20 mm

EAN: 4002515094860 / Materialnummer: 09233840 /

Alte Materialnummer: 69533902D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Trays/Tablett	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	12
<b>Kapazität</b>	
Trays/Tablett [Anzahl]	12
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	115
Außenmaß, Nettobreite in mm	305
Außenmaß, Nettotiefe in mm	498
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	480
Außenmaß, Bruttobreite in mm	320
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	130
Nettogewicht in kg	0,80
Bruttogewicht in kg	1,22