

E 900-6

Wagen

zur optimalen Reinigung von Instrumentarium auf 6 Ebenen.



- Ausgestattet mit Anschlüssen für Hohlkörperinstrumente
- Bestückungskapazität: 18 DIN-Siebe\*
- Ausgestattet mit 3 eingebauten Sprüharmen
- Die Bestückungsmaße der einzelnen Ebenen unterscheiden sich
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete ML)

\* DIN-Sieb: 485 x 254 x 50 mm

EAN: 4002515263358 / Materialnummer: 09525120 / Alte Materialnummer: 69590007D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen für Einsätze	•
Wagen zur Aufnahme von Siebschalen	•
Wagen für MIC-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
<b>Kapazität</b>	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	18
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	12
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	16
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	553
Außenmaß, Nettobreite in mm	636
Außenmaß, Nettotiefe in mm	790
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	680
Außenmaß, Bruttobreite in mm	560
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	650
Nettogewicht in kg	12,85
Bruttogewicht in kg	12,85
<b>Beipack</b>	
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete) [Anzahl]	1