

APH 331  
Verbindungskabel  
zur Anbindung von Melag Vacuklav 24, 31 und Autoclav 25.



- Ergänzend zu Verbindungskabel Typ 1
- Länge 3 m
- Zur Anbindung des Gerätes an die Segosoft Miele Edition

EAN: 4002515350973 / Materialnummer: 09573240 / Alte Materialnummer: 68812505D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Klein-Sterilisatoren	•
<b>Produktkategorie</b>	
Prozess-/Betriebsdatendokumentation/Kommunikation	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Farbe	Grau
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Apotheken-/Infusionsflaschen	•
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Aufbereitung von orthopädischem OP-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von Behältern, z.B. Atemkalkbehältern	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	300
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	400
Nettogewicht in kg	0,12
Bruttogewicht in kg	0,13