


A 103

Oberkorb

zur optimalen Aufnahme von Einsätzen.



- Bestückungshöhe: 95 mm, -breite 505 mm, -tiefe 472 mm
- Besonders geeignet für die Aufbereitung von DIN-Siebschalen
- Auch geeignet für weitere Anwendungen mit niedrigen Spülgußhöhen
- Verwendbar in Kombination mit dem Wagen A 202
- Mit eingebautem Sprüharm

EAN: 4002515460641 / Materialnummer: 09862370 / Alte Materialnummer: 69610300D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Lafette/Korbträger	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Maximale Bestückungshöhe in mm	95
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	2
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	1
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	133
Außenmaß, Nettobreite in mm	528
Außenmaß, Nettotiefe in mm	528
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	170
Außenmaß, Bruttobreite in mm	545
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	560
Nettogewicht in kg	3,50
Bruttogewicht in kg	4,57