


A 104

Oberkorb

zur optimalen Aufnahme von Instrumentarium aus MIC, Arthroskopie und Urologie.



- Rechte Seite zur Aufnahme von 11 Hohlkörperinstrumenten
- Zusätzliche Luer-Lock-Anschlussstellen für Hohlkörperinstrumente
- Mit Sprüharm: Siebschalen auf der unteren Lafette einstellbar

EAN: 4002515460658 / Materialnummer: 09862380 / Alte Materialnummer: 69610400D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Korb für MIC-Instrumentarium	•
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	1
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	11
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	332
Außenmaß, Nettobreite in mm	528
Außenmaß, Nettotiefe in mm	526
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	525
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	4,00
Bruttogewicht in kg	6,50