


A 201

Wagen

zur optimalen Aufnahme von Anästhesie-Sets.



- 8 Düsen m. federnden Auflagen, für Atemschläuche bis 1,5 m Länge
- Lagerung auf Wendel
- 15 Injektordüsen für Intubationsmaterial

EAN: 4002515460702 / Materialnummer: 09862430 / Alte Materialnummer: 69620100D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen für Anästhesie-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Kapazität</b>	
AN-Sets [Anzahl]	3
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	434
Außenmaß, Nettobreite in mm	531
Außenmaß, Nettotiefe in mm	546
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	525
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	9,00
Bruttogewicht in kg	10,50
<b>Beipack</b>	
E 430/1 1/3 Siebschale [Anzahl]	1
E 431 Injektordüse für Faltenbalg, Ø 8 x 193 mm [Anzahl]	1
E 432 Halterung für Faltenbeatmungsschläuche [Anzahl]	1
E 433 Halterung für Silikonbeatmungsschläuche [Anzahl]	2
E 434 Halterung für Kinderbeatmungsschläuche [Anzahl]	1
E 466 Injektordüse 8 x 333 mm, für Atembeutel [Anzahl]	6
E 496 Injektordüse 4 x 120 mm [Anzahl]	15