


A 204  
Wagen  
zur optimalen Aufnahme von Micro-Instrumentarium.



- Ebene 1: geeignet zur Aufnahme von Einsätzen
- Ebene 2 rechts: 22 Anschlüsse für Hohlkörperinstrumentarium
- Ebene 2 links: 11 Luer-Lock-Adapter, männlich, horizont. Schlauch
- Mit eingebautem Sprüharm
- Filterrohr A 800 in beiden Injektorleisten verwendbar

EAN: 4002515460733 / Materialnummer: 09862460 / Alte Materialnummer: 69620400D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen für Ophthalmologie-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Möglichkeit zum Einsatz eines Zentralfilter	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
OP-Sets für Micro-Instrumentarium [Anzahl]	2-4
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	365
Außenmaß, Nettobreite in mm	529
Außenmaß, Nettotiefe in mm	535
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	530
Außenmaß, Bruttobreite in mm	560
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	11,50
Bruttogewicht in kg	12,50
<b>Beipack</b>	
E 476 Aufnahme [Anzahl]	1
E 477 Anschlag [Anzahl]	1