


A 304
Modul
zur optimalen Aufnahme von bis zu 98 Röhrchen.



- Geeignet für z. B. 98 Zentrifugenröhrchen, Vials, Reagenzgläser
- Die Bestückungshöhen unterscheiden sich je nach Positionierung
- Jeweils 1 Stück einsetzbar in den Körben A 100, A 150 & APLW 106

EAN: 4002515460832 / Materialnummer: 09862570 / Alte Materialnummer: 69630400D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Reagenzgläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von Reagenzgläsern	•
Kapazität	
Vials [Anzahl]	98
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	130
Außenmaß, Nettobreite in mm	222
Außenmaß, Nettotiefe in mm	471
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	525
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	2,30
Bruttogewicht in kg	3,30