

A 307

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 20 OP-Schuhen bis Größe 48.



- Geeignet für 20 OP-Schuhe
- Mit jeweils 265 mm langen Halterungen
- Zur Verwendung in der Unterkorblafette A 151
- Aufbereitung von OP-Schuhen bis Größe 48 möglich

EAN: 4002515460856 / Materialnummer: 09862590 / Alte Materialnummer: 69630700D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Einsatz für OP-Schuhe	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Kapazität	
OP-Schuhe [Anzahl]	20
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	279
Außenmaß, Nettobreite in mm	390
Außenmaß, Nettotiefe in mm	360
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	300
Außenmaß, Bruttobreite in mm	395
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	480
Nettogewicht in kg	1,46
Bruttogewicht in kg	1,99