

A 803

Aufnahme

zur optimalen Aufnahme von Übertragungsinstrumenten.

EAN: 4002515460993 / Materialnummer: 09863100 / Alte Materialnummer: 69680300D



- Nutzbar im Oberkorb A 105/1 in Verbindung mit Filterrohr A 800
- Für eine Vielzahl Hand- & Winkelstücke sowie Turbinen geeignet

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktkategorie</b>	
Aufnahme	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	32
Außenmaß, Nettobreite in mm	32
Außenmaß, Nettotiefe in mm	40
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	80
Außenmaß, Bruttobreite in mm	95
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	110
Nettogewicht in kg	0,05
Bruttogewicht in kg	0,09