

A 803

Aufnahme

zur optimalen Aufnahme von Übertragungsinstrumenten.



- Nutzbar im Oberkorb A 105/1 und Modul A 315/1 in Verbindung mit Filterrohr A 800
- Für eine Vielzahl Hand- & Winkelstücke sowie Turbinen geeignet
- H 32 mm, B 32 mm, T 40 mm

EAN: 4002515460993 / Materialnummer: 09863100 /
Alte Materialnummer: 69680300D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungsgerät, klein, Dental	•
SlimLine-Thermodesinfektoren, Dental	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Aufnahme	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	32
Außenmaß, Nettobreite in mm	32
Außenmaß, Nettotiefe in mm	40
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	80
Außenmaß, Bruttobreite in mm	95
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	110
Nettogewicht in kg	0,05
Bruttogewicht in kg	0,10