


KT 500
Korbträger
zur Aufnahme von Körben mit Außenmaßen bis 50 x 50 cm.



- Notwendig für PG 8172 mit alten Miele Tischen (G 720/21)
- Der Korbträger wird anstelle des Standardkorbträgers verwendet

EAN: 4002515464656 / Materialnummer: 09876230 / Alte Materialnummer: 67850002D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Produktkategorie	
Lafette/Korbträger	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	345
Außenmaß, Bruttobreite in mm	410
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1270
Nettogewicht in kg	14,00
Bruttogewicht in kg	15,00