


A 800

Filterrohr

zur sicheren und wirtschaftlichen Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten.



- Filter aus Plymesh-Edelstahlgewebe für Wagen
- Maschenweite 63 µm
- Wiederaufbereitbar mit Reinigungsbürste A 804
- Zur Nutzung im Oberkorb A 105/1 und im Modul A 315

EAN: 4002515538081 / Materialnummer: 09960680 /
Alte Materialnummer: 68680000D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungsgerät, klein, Dental	•
Großraum-Thermodesinfektoren, Dental	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
Produktkategorie	
Filter	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	23
Außenmaß, Nettobreite in mm	23
Außenmaß, Nettotiefe in mm	405
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	45
Außenmaß, Bruttobreite in mm	220
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	445
Durchmesser in mm	23
Nettogewicht in kg	0,36
Bruttogewicht in kg	0,89