

DE-CS6-85

Gerätedeckel

zur oberen Abdeckung der Maschine inkl. Seitenschrank, 60 cm tief, 90 cm breit.

EAN: 4002515604380 / Materialnummer: 10101450 / Alte Materialnummer: 69216010D



- Einsetzbar für Aqua Purificator PG 8595 und DOS-Schrank PG 8596
- in Kombination mit einem RDG 60 cm (z.B. PG 8581 oder PG 8591)

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Deckel	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	15
Außenmaß, Nettobreite in mm	900
Außenmaß, Nettotiefe in mm	600
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	80
Außenmaß, Bruttobreite in mm	990
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	790
Nettogewicht in kg	6,70
Bruttogewicht in kg	9,00