

DE-CS7-85

Gerätedeckel

zur oberen Abdeckung der Maschine 70 cm tief, 90 cm breit.



EAN: 4002515648155 / Materialnummer: 10222780 / Alte Materialnummer: 69216011D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8582 CD	•
PG 8583 CD	•
Produktkategorie	
Deckel	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	15
Außenmaß, Nettobreite in mm	700
Außenmaß, Nettotiefe in mm	900
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	80
Außenmaß, Bruttobreite in mm	790
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	990
Nettogewicht in kg	14,45
Bruttogewicht in kg	16,75