

GS SA 4502 P

Regeneriersalz, 6 x 750 g

für eine optimale Funktion und Leistung des Miele Geschirrspülers.

EAN: 4002515641255 / Materialnummer: 10248700 / Alte Materialnummer: 21995502EU1



- Pro Beutel die genaue Menge für das Miele Salzgefäß in der Tür
- Extra grobkörnig — perfekt geeignet für Miele Geschirrspüler
- Schützt Maschine und Geschirr vor gefährlichen Kalkablagerungen
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele.