

T 1200-1 BUL

Zugabetisch

mit Spülbecken zur linksseitigen Montage an die Spülmaschine.



- Unterbau aus Vierkantrohren mit herausnehmbaren Ablageblechen
- Leichte und hygienische Reinigung
- Beckenverschluss mit Hebelablaufventil*
- Beckenmaße: Höhe 25, Breite 50, Tiefe 40 cm
- Tischmaße: Höhe 85, Breite 120, Tiefe 70 cm**

* Die Bohrungen zur Installation einer Schlauchpendelbrause mit Mischbatterie sind bereits vorgesehen.

** Der Tisch verfügt über eine rückseitige Aufkantung von 20 cm.

EAN: 4002515641644 / Materialnummer: 10249350 / Alte Materialnummer: 67120014D

| Produktzugehörigkeit | |
|-------------------------------|-----------|
| Spülmaschinen Tank Durchschub | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PG 8172 | • |
| PG 8172 Eco | • |
| PTD 901 | • |
| Produktkategorie | |
| Tisch/Tischzubehör | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 870 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 1200 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 700 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 510 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 780 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 1250 |
| Nettogewicht in kg | 31,00 |
| Bruttogewicht in kg | 32,00 |