

T 625-1 BUL

Zugabetisch

mit Spülbecken zur linksseitigen Montage an die Spülmaschine.



- Unterbau aus Vierkantröhrchen mit herausnehmbaren Ablageblechen
- Leichte und hygienische Reinigung
- Beckenverschluss mit Hebelablaufventil<sup>\*</sup>
- Beckenmaße: Höhe 25, Breite 50, Tiefe 40 cm
- Tischmaße: Höhe 85 +/- 2, Breite 62,5, Tiefe 70 cm<sup>\*\*</sup>

<sup>\*</sup> Die Bohrungen zur Installation einer Schlauchpendelbrause mit Mischbatterie sind bereits vorgesehen.

<sup>\*\*</sup> Der Tisch verfügt über eine rückseitige Aufkantung von 20 cm.

EAN: 4002515641811 / Materialnummer: 10249400 / Alte Materialnummer: 67062514D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Produktkategorie	
Tisch/Tischzubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	870
Außenmaß, Nettobreite in mm	700
Außenmaß, Nettotiefe in mm	625
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	510
Außenmaß, Bruttobreite in mm	940
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	670
Nettogewicht in kg	18,00
Bruttogewicht in kg	19,00