

PBMS-1  
Schlauchpendelbrause  
mit Einlochmischbatterie und hohem Schwenkauslauf

EAN: 4002515641880 / Materialnummer: 10249470 / Alte Materialnummer: 67820027D



<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
<b>Produktkategorie</b>	
Tisch/Tischzubehör	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	750
Außenmaß, Bruttobreite in mm	530
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	140
Nettogewicht in kg	8,50
Bruttogewicht in kg	9,50

- Geeignet für Zugabetische T 625-1 BUL und T 1200-1 BUR/BUL
- Inklusive Wandabstandshalter