

A 810/1

Abdecknetz

zur optimalen Fixierung von empfindlichem Spülgut.

EAN: 4002515671764 / Materialnummer: 10283670 / Alte Materialnummer: 69501800D



- Edelstahlrahmen mit Kunststoffnetz bespannt, Größe 206 x 215 mm
- Besonders widerstandsfähig und langlebig

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Abdeckung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Weiß
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	20
Außenmaß, Bruttobreite in mm	235
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	232
Nettogewicht in kg	0,28
Bruttogewicht in kg	0,36