


A 811

Ersatznetz

zum Austausch des Netzes vom A 810



- Unkomplizierter Austausch des Netzes
- Besonders widerstandsfähig und langlebig

EAN: 4002515676790 / Materialnummer: 10283680 / Alte Materialnummer: 69501900D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Abdeckung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Weiß
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	20
Außenmaß, Bruttobreite in mm	235
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	475
Nettogewicht in kg	0,09
Bruttogewicht in kg	0,15