

A 811/1  
Ersatznetz  
zum Austausch des Netzes vom A 810/1



- Unkomplizierter Austausch des Netzes
- Besonders widerstandsfähig und langlebig

EAN: 4002515676493 / Materialnummer: 10283690 /  
Alte Materialnummer: 69502000D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategorie</b>	
Abdeckung	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Weiß
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	20
Außenmaß, Bruttobreite in mm	230
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	230
Nettogewicht in kg	0,02
Bruttogewicht in kg	0,07