

ProCare Shine 10 MA - 5 l

Flüssigreiniger, mildalkalisch, 5 l

zur optimalen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern.



- Phosphat- und Chlorfrei
- Für leichte bis mittlere Verschmutzungen
- Zur Anwendung in gewerblichen Spülmaschinen
- Flüssigkonzentrat, Dosierempfehlung: 0,2-0,5 % (2-5 ml/l)
- Entwickelt speziell für Miele Professional

EAN: 4002515692936 / Materialnummer: 10327960 / Alte Materialnummer: 61912201EU1

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen ProfilLine	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von Kaffee- und Teerückständen	Gut
Entfernung von Stärke/Eiweiß	Gut
Entfernung von angetrockneten Speiseresten	Gut
Entfernung von eingebranntem Fett	Gut
Entfernung von Fett	Sehr gut
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	2-5 ml/l (0,2-0,5 %)
Große Öffnung für Dosierlanze	•
Intensität der Verschmutzung	Leicht bis Mittel
pH-Wert der Anwendungslösung	10,0-11,0
Empfohlener Wasserbereich in mmol/l	0-0,53
Produkteigenschaften	
Medienart	Mildalkal. Reinigungsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Alkalien, Komplexbildner (ohne Phosphat)
Geeignet für Gläser	•
Geeignet für Besteck	•
Geeignet für Kunststoff	•
Geeignet für Edelstahl	•
Geeignet für Porzellan/Keramik	•
Geeignet für Aluminium	•
Geeignet für Silber	•
Dekorschonend	•
Beugt Korrosion vor	•
Verhindert Kalkablagerungen und schützt das Spülgut	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	250
Außenmaß, Nettobreite in mm	150
Außenmaß, Nettotiefe in mm	190
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	250
Außenmaß, Bruttobreite in mm	150
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	190
Bruttogewicht in kg	7
Füllmenge in ml	5000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-Konform	•