

ProCare Shine 10 A - 10 l  
 Flüssigreiniger, alkalisch, 10 l  
 zur optimalen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern.



- Enthält Phosphat und Aktivchlor
- Für hartnäckige Verschmutzungen wie z.B. Stärke, Eiweiß etc.
- Zur Anwendung in gewerblichen Spülmaschinen außer ProfiLine
- Flüssigkonzentrat, Dosierempfehlung: 0,2-0,5 % (2-5 ml/l)
- Entwickelt speziell für Miele Professional

EAN: 4002515692530 / Materialnummer: 10327990 /  
 Alte Materialnummer: 61913301EU1

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
<b>Einsatzmöglichkeiten</b>	
Entfernung von Stärkebelägen	•
Entfernung von Kaffee- und Teerückständen	•
Entfernung von angetrockneten Speiseresten	•
Entfernung von eingebranntem Fett	•
<b>Dosierempfehlung</b>	
Dosierempfehlung pro Spülgang	2-5 ml/l (0,2-0,5 %)
Dosierempfehlung (pro Spülgang)	2-5 ml/l (0,2-0,5 %)
Große Öffnung für Dosierlanze	•
pH-Wert bei 20 °C	13,0-14,0
Intensität der Verschmutzung	Stark
Empfohlener Wasserbereich in mmol/l	0-0,53
<b>Hauptanwendungsbereiche</b>	
Hotels und Pensionen	•
Restaurants, Bars und Catering	•
Spa, Wellness und Sport	•
Senioren- und Pflegeheime	•
Schulen und Kindergärten	•
Handwerksbetriebe	•
Agenturen und Büros	•
Arztpraxen und Kliniken	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Alkalisches Reinigungsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Aktivchlor, Alkalien, Phosphat
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	230,00
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Alkalisches Reinigungsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	
Geeignet für Gläser	•
Geeignet für Besteck	•
Geeignet für Kunststoff	•
Geeignet für Edelstahl	•
Geeignet für Porzellan/Keramik	•
Geeignet für alkalifestes Spülgut	•
Beugt Korrosion vor	•
Verhindert Kalkablagerungen und schützt das Spülgut	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	315

ProCare Shine 10 A - 10 l  
Flüssigreiniger, alkalisch, 10 l  
zur optimalen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern.



EAN: 4002515692530 / Materialnummer: 10327990 /  
Alte Materialnummer: 61913301EU1

Außenmaß, Nettobreite in mm	190
Außenmaß, Nettotiefe in mm	230
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	315
Außenmaß, Bruttobreite in mm	190
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	230
Bruttogewicht in kg	13
Füllmenge in ml	10000
<b>Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen</b>	
GHS/CLP-Konform	•