

E 454/1

Injektordüse

zur optimalen Reinigung von diverserem Spülgut, insbesondere für Rektoskope.



- Geeignet für Rektoskope.
Trokarhülsen und weiteres Spülgut

EAN: 4002515722954 / Materialnummer: 10342490 / Alte Materialnummer: 69745402D

| Produktzugehörigkeit | |
|--|-----------|
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| G 7824 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Produktkategorie | |
| Injektordüse | • |
| Sonstiges Zubehör | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten | • |
| Kapazität | |
| Hohlkörperinstrumente [Anzahl] | 1 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 8 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 8 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 300 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 60 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 160 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 350 |
| Durchmesser in mm | 8 |
| Nettogewicht in kg | 0,06 |
| Bruttogewicht in kg | 0,07 |