

E 454/1

Injektordüse

zur optimalen Reinigung von diversem Spülgut, insbesondere für Rektoskope.



- Geeignet für Rektoskope. Trokarhülsen und weiteres Spülgut

EAN: 4002515722954 / Materialnummer: 10342490 / Alte Materialnummer: 69745402D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Kapazität	
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	1
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	8
Außenmaß, Nettobreite in mm	8
Außenmaß, Nettotiefe in mm	300
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	60
Außenmaß, Bruttobreite in mm	160
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	350
Durchmesser in mm	8
Nettogewicht in kg	0,06
Bruttogewicht in kg	0,07