


U 409  
Korb  
für typisches Spülgut aus Bistros.



- Für Gläser, Tassen, Teller, Kuchenteller, Untertassen etc.
- Für Besteck ist der Köcher E 165 zusätzlich einsetzbar

EAN: 4002515691168 / Materialnummer: 10358580 / Alte Materialnummer: 67640901D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Spülmaschinen Tank	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8164	•
PTD 701	•
<b>Produktkategorie</b>	
Korb für Mischgeschirr	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Kunststoff
Farbe	Blau, Grau, Weiß
Anzahl Reihen	3
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	155
Außenmaß, Nettobreite in mm	410
Außenmaß, Nettotiefe in mm	410
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	525
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	1,52
Bruttogewicht in kg	2,46