

U 403  
Korb  
für die optimale Reinigung von Bestecken.



- Engmaschiger Boden
- Auch für Eisbecher geeignet
- Ohne Besteckeinsätze

EAN: 4002515691175 / Materialnummer: 10358590 / Alte Materialnummer: 67640301D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Spülmaschinen Tank	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8164	•
PTD 701	•
<b>Produktkategorie</b>	
Korb für Besteck	•
Korb für Töpfe/Schüsseln etc.	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Draht, rilsaniert
Farbe	Weiß
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	125
Außenmaß, Nettobreite in mm	400
Außenmaß, Nettotiefe in mm	400
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	170
Außenmaß, Bruttobreite in mm	520
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	620
Nettogewicht in kg	2,00
Bruttogewicht in kg	3,00