


U 404
Korb
für die optimale Aufnahme von Bestecken.



- Mit 6 Besteckköchern aus Kunststoff
- Fächergröße 106 mm x 106 mm

EAN: 4002515691182 / Materialnummer: 10358610 / Alte Materialnummer: 67640401D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Tank	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8164	•
PTD 701	•
Produktkategorie	
Korb für Besteck	•
Produkteigenschaften	
Material	Draht, rilsaniert, Kunststoff
Farbe	Grau, Weiß
Anzahl Fächer	6
Fächerbreite in mm	106
Fächerlänge in mm	106
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	112
Außenmaß, Nettobreite in mm	400
Außenmaß, Nettotiefe in mm	400
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	170
Außenmaß, Bruttobreite in mm	520
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	620
Nettogewicht in kg	1,65
Bruttogewicht in kg	2,80