

XKM 3000 L Med
Kommunikationsmodul
mit Ethernet-Schnittstelle zur Einbindung in ein Netzwerk.



- Ringspeicher für max. 30 Prozessprotokolle und 2 Grafikprotokolle
- Zusätzliche Komponenten für Direkt-/Netzwerkanbindung nicht nötig
- DHCP-Unterstützung zur autom. Einstellung der Netzwerkparameter
- Übertragungsgeschwindigkeit: 10/100 Mbit/s
- Länge des Anschlusskabels: 1,5 m; Kabelverlängerung möglich

EAN: 4002515727218 / Materialnummer: 10440980 / Alte Materialnummer: 68822102D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Prozess-/Betriebsdatendokumentation/Kommunikation	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Grau
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von Objektträgern	•
Aufbereitung von Butyrometern	•
Aufbereitung von Apotheken-/Infusionsflaschen	•
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Aufbereitung von Schüsseln	•
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Aufbereitung von Babyflaschen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Aufbereitung von orthopädischem OP-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Markraumnägel/Markraumböhrer	•
Aufbereitung von Trays/Tablets	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von Messzylindern	•
Aufbereitung von Behältern, z.B. Atemkalkbehältern	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	39
Außenmaß, Nettobreite in mm	88
Außenmaß, Nettotiefe in mm	110
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	140

XKM 3000 L Med
Kommunikationsmodul
mit Ethernet-Schnittstelle zur Einbindung in ein Netzwerk.

EAN: 4002515727218 / Materialnummer: 10440980 / Alte Materialnummer: 68822102D



Außenmaß, Bruttobreite in mm	190
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	295
Nettogewicht in kg	0,75
Bruttogewicht in kg	1,00
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
UKCA	•