


## KSK 28202 ws Side-by-Side Kit

für eine hochwertige Side-by-Side Verbindung der Stand-Kühl- und Gefriergeräte.

EAN: 4002515810071 / Materialnummer: 10543880 / Alte Materialnummer: 36996086EU1



- Geeignet für K 28202 D in Verbindung mit FN 28262
- Für eine dauerhaft stabile Side-by-Side Aufstellung
- Verbindung der beiden Einzelgeräte zu einer optischen Einheit
- Gefrierschrank muss links aufgestellt werden, Kühlschrank rechts