

A 812

Adapter

zur optimalen Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten mit externem Spray.



- Zur Verwendung im Oberkorb O 177/1
- Geeignet für bis zu 4 Übertragungsinstrumente mit externem Spray
- Alternativ geeignet für 3 Spitzen für Air Scaler und Piezo Scaler

EAN: 4002515830307 / Materialnummer: 10619680 / Alte Materialnummer: 68681200D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktkategorie</b>	
Aufnahme bzw. Adapter für Übertragungsinstrumente	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
Übertragungsinstrumente [Anzahl]	4
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	48
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	108
Außenmaß, Bruttobreite in mm	117
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	305
Durchmesser in mm	45
Nettogewicht in kg	0,21
Bruttogewicht in kg	1,07
<b>Beipack</b>	
E 362 Blindschraube [Anzahl]	4
FP Filterplatte	•