

A 815

Düse

zur optimalen Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten mit externem Spray.

EAN: 4002515830413 / Materialnummer: 10619690 / Alte Materialnummer: 68681500D



- Zur Verwendung mit A 812, A 813/1 oder im Oberkorb A 105/1
- Verwendung im A 105/1 nur in Verbindung mit dem Filterrohr A 800
- Bestehend aus 4 Düsen mit Silikonschläuchen, Länge ca. 114 mm

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungsgerät, klein, Dental	•
SlimLine-Thermodesinfektoren, Dental	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Transparent
Kapazität	
Übertragungsinstrumente [Anzahl]	4
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	10
Außenmaß, Nettobreite in mm	10
Außenmaß, Nettotiefe in mm	114
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	80
Außenmaß, Bruttobreite in mm	95
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	110
Durchmesser in mm	10
Nettogewicht in kg	0,05
Bruttogewicht in kg	0,12