

A 207
Wagen
zur optimalen Aufnahme von Micro-Instrumentarium.



- Effiziente Aufbereitung: Schnelle Beladung und hoher Durchsatz
- Obere Ebene: bis 8 Trays zur Aufnahme von Hohlkörperinstrumenten
- Untere Ebenen: 8 Trays liegend für weiteres Ophta-Instrumentarium

EAN: 4002515815601 / Materialnummer: 10632400 / Alte Materialnummer: 69620700D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Wagen für Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Möglichkeit zum Einsatz eines Zentralfilter	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Kapazität	
Trays/Tablets [Anzahl]	16
OP-Sets für Micro-Instrumentarium [Anzahl]	8
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	438
Außenmaß, Nettobreite in mm	530
Außenmaß, Nettotiefe in mm	542
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	525
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	4,40
Bruttogewicht in kg	6,40
Beipack	
A 311 Halterung für Trays [Anzahl]	2
A 800, Filterrohr [Anzahl]	1
A 804, Reinigungsbürste [Anzahl]	1