

A 310 Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 8 OP-Schuhen.



- Zur Verwendung in Oberkörben
- Zur Aufnahme von 8 OP-Schuhen bis Größe 41
- Verwendbar in den Oberkörben A 101 und A 102

EAN: 4002515816349 / Materialnummer: 10632610 / Alte Materialnummer: 69631000D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Einsatz für OP-Schuhe	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Kapazität	
OP-Schuhe [Anzahl]	8
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	75
Außenmaß, Nettobreite in mm	405
Außenmaß, Nettotiefe in mm	435
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	100
Außenmaß, Bruttobreite in mm	425
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	450
Nettogewicht in kg	0,50
Bruttogewicht in kg	0,83