

A 818

Spülhülsekappe

zur optimalen Fixierung des Instrumentariums bei Gebrauch der Spülhülse.

EAN: 4002516100119 / Materialnummer: 10706620 / Alte Materialnummer: 69681800D



- Verpackungseinheit mit 12 Kappen
- Je Anwendungsfall anpassbare Öffnung

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	20
Außenmaß, Nettobreite in mm	20
Außenmaß, Nettotiefe in mm	20
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	120
Durchmesser in mm	20
Nettogewicht in kg	0,03
Bruttogewicht in kg	0,03