

A 830

Einsatz

zur optimalen Aufnahme der Arbeitssenden zerlegbarer Mundspiegel.



- Zur Verwendung im Einsatz E 337/1
- 3 Fächer Ø 8 mm, 14 Fächer 10 x 19 mm, 2 Fächer 8 x 19 mm
- Handgriffe der Mundspiegel in Fächern des E 337/1 einstellbar

EAN: 4002516125334 / Materialnummer: 10730400 /
Alte Materialnummer: 68683000D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Anzahl Fächer	16
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	49
Außenmaß, Nettobreite in mm	148
Außenmaß, Nettotiefe in mm	11
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,02